

<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>TENA Bed Plus</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 01 13 (60x40 cm)</li> <li>• 77 01 00 (60x60 cm)</li> <li>• 77 01 04 (60x90 cm)</li> <li>• 77 11 02 (180x80 cm)</li> </ul>
<b>Hersteller</b>	SCA Hygiene Products
<b>Herstellungsland</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 01 13: Niederlande</li> <li>• 77 01 00: Polen</li> <li>• 77 01 04: Niederlande</li> <li>• 77 11 02: Polen</li> </ul>
<b>Verpackungsinhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 01 13 Karton: 180 St. (6 à 30 St.)</li> <li>• 77 01 00 Karton: 120 St. (4 à 30 St.)</li> <li>• 77 01 04 Karton: 120 St. (4 à 30 St.)</li> <li>• 77 11 02 Karton: 80 St. (4 à 20 St.)</li> </ul>
<b>Farbe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiß / Blau</li> </ul>
<b>Produktabmessung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 01 13: 60x40 cm</li> <li>• 77 01 00: 60x60 cm</li> <li>• 77 01 04: 60x90 cm</li> <li>• 77 11 02: 180x80 cm</li> </ul>
<b>Produktgewicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 01 13: 33 g</li> <li>• 77 01 00: 53 g</li> <li>• 77 01 04: 80 g</li> <li>• 77 11 02: 127 g</li> </ul>
<b>„Maximale theor. Saugleistung“ (Rothwell-Test)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 01 13: 800 g</li> <li>• 77 01 00: 1.250 g</li> <li>• 77 01 04: 1.900 g</li> <li>• 77 11 02: 2.300 g</li> </ul>
<b>Produktbestandteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flockenzellstoff</li> <li>• Natrium-Polyacrylat (Super-Absorber)</li> <li>• Polyethylen-Folie</li> <li>• Nonwoven-Vlies</li> <li>• Klebstoff</li> </ul>
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschiedene Größen, dadurch individuell einsetzbar.</li> <li>• Flüssigkeitsundurchlässige, blaue Unterseitenfolie mit Aufdruck von Größe und Aufsauglevel.</li> <li>• Hochabsorbierender Kern aus weichem Zellstoff bringt hohe Sicherheit.</li> <li>• Oberseite aus weichem, extra strapazierfähigem Vlies.</li> <li>• Wabenmuster für noch bessere Verteilung der Feuchtigkeit.</li> <li>• Unterverpackt in Beuteln mit Tragegriff für bessere Hygiene und einfache Logistik in den Einrichtungen.</li> </ul>
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusätzlich zu Inkontinenzprodukten für maximale Sicherheit als Betten- oder Sitzmöbelschutz (z.B. Rollstuhlfahrer)</li> <li>• Plötzlicher Urinverlust</li> <li>• Bei Ganzkörperwäsche bei Patienten oder sonstigen Hygiene-Anwendungen</li> <li>• In Geburtskliniken</li> </ul>